

9.2.1



«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа
И.Х. Хайдаров
29.01.2020 г.

Инструкция № 60 по надеванию и раздеванию противочумного костюма

Порядок надевания комплекта средств индивидуальной защиты

Комплект надевают до входа в очаг инфекционного заболевания в определенной последовательности, тщательно, чтобы удобно было в нем работать в течение 3-4 часов:

- расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне;
- надеть брюки комбинезона;
- надеть рукава комбинезона;
- надеть бахилы или сапоги, заправив под них брюки, завязать завязки бахил;
- вставить в клапан комбинезона полотенце;
- надеть очки, предварительно натерев с внутренней стороны стекла маски сухим мылом (для предупреждения запотевания);
- надеть респиратор с фильтром;
- надеть капюшон;
- застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх, равномерно надавливая верхнюю часть на нижнюю;
- следить за тем, чтобы не было отверстий;
- надеть перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустить рукава комбинезона;
- надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона;
- сверху комбинезона надеть одноразовый синий халат;
- вставить за пояс халата полотенце.

Порядок снятия и обеззараживания комплекта средств индивидуальной защиты

Комплект снимают после работы в специально выделенном для этого помещении, после полного его обеззараживания.

Комплект снимают только самостоятельно, очень медленно, осторожно, по возможности, перед зеркалом.

Тщательно, в течение 1-2 минут, моют руки в перчатках в 3% растворе хлорамина (в дальнейшем руки обрабатывают в 3% растворе хлорамина после каждой манипуляции).

1. Снимают верхние перчатки, кладут в емкость с дезинфицирующим раствором.
2. Медленно снимают полотенце, кладут в емкость с дезинфицирующим раствором.
3. Снимают бахилы (или сапоги), развязав завязки, погружают их в емкость с дезинфицирующим раствором.
4. Расстегивают текстильную застежку на комбинезоне.
5. Снимают рукава комбинезона.
7. Снимают капюшон;
8. Снимают респиратор с фильтром, оттягивая двумя руками вперед, вверх и назад. Респиратор погружают в дезинфицирующий раствор, фильтр помещают в мешок класса В.
9. Снимают очки, погружают в дезинфицирующий раствор.
10. Снимают перчатки, проверяют их целостность в дезинфицирующем растворе, моют руки мыльным раствором.

Все одноразовые предметы комплекта помещают в мешок класса В (красного цвета) с дезраствором для дезинфекции.

Заместитель главного врач
по медицинской части



А.В. Дмитриев

Врач-эпидемиолог Лутфиева Р.М.
Главная медсестра Мамаева М.Г.