



«Утверждаю»
Главный врач
И.Х.Хайдаров
2020г.

Алгоритм взятия биоматериала для лабораторного исследования, полученный при заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки.

1. Мазки берут сухими стерильными зондами.
2. Зонд вводят легким движением по наружной стенке полости носа на глубину 2-3 см до нижней носовой раковины.
3. Затем зонд слегка опускают книзу, вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, и удаляют вдоль наружной стенки полости носа, производя вращательные движения (3-4 см у детей и 5-6 см у взрослых).
4. Конец зонда отламывают с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть крышку пробирки.
5. Пробирку с раствором и рабочей частью зонда закрывают.
6. Нельзя обрезать зонды ножницами.
7. Затем берут мазок с задней стенки глотки. При заборе мазка не касаться языка.
8. Мазок из ротоглотки помещают в одну пробирку с мазком из носоглотки для большей концентрации вируса.

Транспортировка

- образцы упаковывают, соблюдая принцип тройной упаковки:
- на пробирках с образцами указывают ФИО пациента, дату рождения;
- пробирки с образцами от одного пациента помещают в зип-пакет с ватой в количестве, достаточном для адсорбции всего образца в случае его протечки; на пакете указывается ФИО пациента, дата сбора образцов;
- не допускается упаковывание образцов материалов от разных людей в один и тот же зип-пакет;
- зип-пакет от разных пациентов помещают в один зип-пакет большего размера или металлический контейнер; эту вторичную упаковку помещают в термоконтнер с охлаждающими элементами;

- в отдельный полиэтиленовый пакет вкладывают бланки направления акт приема-передачи и укладывают его сверху в термоконтейнер.

Хранение и транспортировка осуществляется в специальном термоконтейнере с охлаждающими элементами или в термосе при температуре +2 до +8°C в течение 24 часов.

Медицинские сестры/врачи лечебного учреждения, осуществляющие забор биоматериала на COVID-19, несут полную ответственность за соблюдение:

- правил взятия биоматериала на исследование COVID-19,
- оформление направительного бланка,
- требований подготовки биоматериала к транспортировке,
- условий хранения и транспортировки проб биоматериала в лабораторию.

Зам главного врача по мед.части



А.В.Дмитриев

Главная медсестра



М.Г.Мамаева